

型号	描述
<b>钟罩液体过滤器</b>	
BLF-PES5010SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.1μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5022SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5045SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES50100SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 1μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5010SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.1μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5022SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5045SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES50100SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 1μm孔径, PES材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-CA5022SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, CA材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-CA5045SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, CA材质, γ射线灭菌, 进口: 1/8外旋螺纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-CA5022SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, CA材质, γ射线灭菌, 进口: 1/8外旋螺纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-CA5045SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, CA材质, γ射线灭菌, 进口: 1/8外旋螺纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PVDF5022SLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, PVDF材质, γ射线灭菌, 进口: 1/8外旋螺纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PVDF5045SLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, PVDF材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PVDF5022SGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, PVDF材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PVDF5045SGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, PVDF材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5010SLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.1μm孔径, PTFE材质, γ射线灭菌, 进口: 1/9外旋螺纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PTFE5022SLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, PTFE材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5045SLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, PTFE材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5010SGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.1μm孔径, PTFE材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5022SGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, PTFE材质, γ射线灭菌, 进口: 1/10外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PTFE5045SGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, PTFE材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒

BLF-NY5010SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.1μm孔径, 尼龙材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5022SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, 尼龙材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5045SB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, 尼龙材质, γ射线灭菌, 进口: 1/11外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-NY5010SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.1μm孔径, 尼龙材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5022SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, 尼龙材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5045SGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, 尼龙材质, γ射线灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5010NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.1μm孔径, PES材质, 无灭菌, 进口: 1/10外螺旋纹接口 进口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PES5022NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, PES材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5045NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, PES材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES50100NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 1μm孔径, PES材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5010NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.1μm孔径, PES材质, 无灭菌, 进口: 1/13外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PES5022NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, PES材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES5045NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, PES材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PES50100NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 1μm孔径, PES材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-CA5022NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, CA材质, 无灭菌, 进口: 1/14外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-CA5045NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, CA材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-CA5022NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, CA材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-CA5045NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, CA材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PVDF5022NLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, PVDF材质, 无灭菌, 进口: 1/15外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PVDF5045NLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, PVDF材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PVDF5022NGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, PVDF材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PVDF5045NGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, PVDF材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5010NLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.1μm孔径, PTFE材质, 无灭菌, 进口: 1/16外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-PTFE5022NLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, PTFE材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5045NLB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, PTFE材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5010NGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.1μm孔径, PTFE材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-PTFE5022NGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, PTFE材质, 无灭菌, 进口: 1/17外螺旋纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒

BLF-PTFE5045NGLB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, PTFE材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5010NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.1μm孔径, 尼龙材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5022NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.22μm孔径, 尼龙材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5045NB	50mm钟罩液体过滤器, 无预过滤膜, 0.45μm孔径, 尼龙材质, 无灭菌, 进口: 1/18外螺纹接口 出口: 宝塔接口, 10个/盒
BLF-NY5010NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.1μm孔径, 尼龙材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5022NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.22μm孔径, 尼龙材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒
BLF-NY5045NGB	50mm钟罩液体过滤器, 玻纤预过滤膜, 0.45μm孔径, 尼龙材质, 无灭菌, 1/4-1/2"宝塔接口(适用管子内径7-13mm), 10个/盒